

URZĄDZENIA SIEVERS* DLA LIFE SCIENCES

Do szybkiego testowania i ciągłego monitorowania ultraczystej wody i procesów produkcyjnych

Zdobądź pewność i zagwarantuj jakość dzięki technologii analizy procesowej (PAT) do badań mikrobiologicznych i kontroli zanieczyszczeń.

Tylko Sievers może zapewnić testy dla wszystkich czterech krytycznych parametrów farmaceutycznych:

Obciążenie biologiczne / Szybkie metody mikrobiologiczne (RMM) – Endotoksyny – Całkowity węgiel organiczny (TOC) – Przewodnictwo

URZĄDZENIE	Sievers Soleil Rapid Bioburden / RMM - Szybka ocena obciążenia mikrobiologicznego / RMM	Sievers Eclipse Bacterial Endotoxins Testing (BET) - Badanie endotoksyn bakteryjnych	Sievers M500 Online TOC / Testowanie w czasie rzeczywistym i przewodność	Sievers M9 Lab, At-Line i Online TOC i przewodnictwo	Czujnik TOC Sievers CheckPoint
					
ZASTOSOWANIA	Woda ultraczysta, woda do iniekcji, walidacja czyszczenia, woda procesowa, surowce, in-line	Woda ultraczysta, woda do iniekcji, walidacja czyszczenia, surowce, w trakcie procesu, produkt końcowy	Woda ultraczysta, woda do iniekcji	Woda do iniekcji, walidacja czyszczenia, walidacja procesowa, walidacja produktu końcowego. Dostępne w wersji laboratoryjnej, przenośnej lub online	Woda ultraczysta, woda do iniekcji
ZAKRESY	<10 - 10 000 komórek/100 ml	0,005 - 50 EU/ml (krzywa standardowa i PPC osadzone na mikropłytce)	0,03 ppb - 2,5 ppm TOC	0,03 ppb - 50,0 ppm TOC	0,21 ppb - 1,0 ppm TOC
CHRONOMETRAŻ	Wyniki w mniej niż 45 minut	Przygotowanie zajmuje mniej niż 10 minut, czas oczekiwania na wyniki zależy od użytego odczynnika	Wyniki w ciągu 3 minut dla ciągłych pomiarów online	Wyniki w ciągu 2 minut (4 sekundy z opcjonalnym trybem Turbo)	Do wyboru: od 15 sekund do 8 godzin w trybie online; 10 minut w trybie pobierania
UNIKALNE DLA SIEVERS	Dane dotyczące obciążenia biologicznego w czasie niemal rzeczywistym, które korelują z liczbą drobnoustrojów	Zaledwie kilka minut praktycznej pracy i minimalna liczba ponownych testów dzięki zastosowaniu mikroprzepływów dośrodkowych	Wsparcie walidacji dla testów wydań w czasie rzeczywistym (RTRT)	Jednoczesne testowanie zgodności TOC i przewodności	Lekkie, przenośne testy
			Kompatybilny z oprogramowaniem DataShare Elite		

Aby dowiedzieć się więcej o urządzeniach i zastosowaniach firmy Sievers dla branży life sciences, odwiedź stronę sieversinstruments.com

*Znak towarowy firmy Veolia; może być zarejestrowany w jednym lub większej liczbie krajów

300 00407 PL Wersja A